

97050229  
Rev. 04  
15.04



# surgison 2/2D



**CASTELLINI**

PORTUGUÊS.....2

**PT**

1. UTILIZAÇÃO .....	3
2. ADVERTÊNCIA IMPORTANTES .....	3
3. SIMBOLOGIA .....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	4
5. LIGAÇÃO AO FIO DE ALIMENTAÇÃO .....	4
6. MONTAGEM DAS PONTAS .....	4
7. PONTAS .....	5
8. PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS E FUNCIONAMENTO .....	5
9. MANUTENÇÃO .....	6
10. LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO .....	6
11. REPARAÇÕES E REVISÕES .....	6
12. MODALIDADE DE USO .....	6
13. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE USO .....	6
14. CONDIÇÕES AMBIENTAIS ADMISSÍVEIS PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO .....	6
15. SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS .....	7
16. ELIMINAÇÃO .....	7
17. CONDIÇÕES DE GARANTIA .....	8
18. FABRICANTE .....	8

## 1. UTILIZAÇÃO

Dispositivo médico destinado ao uso profissional por Odontologistas, possivelmente assistido por uma equipe de estudo por estes autorizado, especificamente dedicado à cirurgia óssea em odontologia. Este dispositivo é destinado exclusivamente ao uso em unidades dentárias que dispõem de sistemas de alimentação hídrica específica para a cirurgia, em conformidade com a diretiva 93/42/CEE e sucessivas alterações e aditamentos em conformidade com IEC 60601-1 (III ed.) e instalado em ambientes em conformidade com as normativas em vigor para locais destinados ao uso médico cuja instalação elétrica deve estar conforme à normativa IEC 60364-7-710.

## 2. ADVERTÊNCIA IMPORTANTES






Antes de utilizar este dispositivo, leia com muita atenção as instruções apresentadas neste manual. Este dispositivo deve ser utilizado conforme estabelecido nas instruções fornecidas. Para a interpretação correta das indicações apresentadas neste manual, faz fé a língua italiana.

- O dispositivo não é adequado ao uso em presença de mistura de anestésico inflamável e oxigênio ou protóxido de nitrogênio.
- O instrumento é fornecido não esterilizado. Antes do uso limpe e desinfete o dispositivo cuidadosamente. Lubrifique-o antes de efetuar a esterilização em autoclave.  
A utilização de dispositivos de alimentação elétrica pode interferir com o funcionamento dos dispositivos ativos de implante, como os marca-passos ou outros dispositivos ativos. No caso de dúvidas sobre o tratamento de pacientes que usem tais dispositivos, aconselha-se consultar especialistas dos centros de cardiologia ou outro centro médico competente.
- Durante o uso, pode ocorrer a dispersão de poeira e fragmentos de materiais provenientes da cavidade oral do paciente ou do próprio dispositivo (poeira orgânica e inorgânica, fragmentos das pontas, materiais biológicos altamente infectados).
  - Quando possível, proteja o paciente com um dique de borracha.
  - Instrua o paciente a respirar pelo nariz caso o dique não possa ser aplicado.
  - O pessoal médico deve usar dispositivos de proteção individual apropriados.
- Arrefeça cuidadosamente o campo operatório antes do uso.
- No caso de danos visíveis, ruídos estranhos, vibrações ou então notar que a temperatura é excessiva, não use o dispositivo e entre em contato com o serviço de assistência técnica autorizada.
- Os ablatores devem ser utilizados exclusivamente com as pontas fornecidas, com peças de reposição originais ou com pontas aprovadas pelo fabricante.
- Antes de utilizar, verifique se as pontas estão bloqueadas.
- Não utilize pontas danificadas ou desgastadas. Manipular as pontas com cuidado, calce luvas de proteção.
- Utilizar exclusivamente encaixes fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- Utilize exclusivamente peças de reposição e acessórios originais ou então autorizados pelo fabricante.
- Não altere a estrutura das pontas dobrando-as ou limando-as.
- Não utilize o manípulo sobre peças de metal ou cerâmica. As oscilações de alta frequência podem danificar as mesmas.
- As pontas podem ser particularmente pontiagudas e afiadas. Para evitar perfurações ou lesões acidentais, tome muito cuidado quando as pontas estão montadas no manípulo e remova-as após o uso.
- Certifique-se durante o funcionamento, se presente o fluxo de ar de arrefecimento proveniente do campo operatório. Na ausência de arrefecimento, suspenda o uso do dispositivo e contate o serviço de assistência técnica autorizada.
- Se a solução fisiológica for utilizada como refrigerante, é necessário, antes de remover o manípulo, deixar a água defluir por ao menos 20 segundos para enxaguar os condutos do manípulo e do circuito hídrico.

O Fabricante não se considera responsável sobre alguns aspectos como segurança, confiabilidade e desempenho do dispositivo se:

- não forem respeitados os requisitos essenciais referente ao ambiente, indicados no manual de uso da unidade dentária.
- a montagem, as junções, as regulagens, as aferições e as reparações não forem efetuadas por um técnico autorizado.
- forem efetuadas alterações, adulterações, manutenções incorretas, uso de materiais de reposição incompatíveis e ou componentes não originais.
- o dispositivo não for utilizado em conformidade com as instruções de uso e também se não for feito um uso apropriado do produto.

### 3. SIMBOLOGIA

	Símbolo para chamar a atenção sobre algumas informações adicionais apresentadas no manual de uso do equipamento.
	Símbolo correspondente à “PARTE APLICADA DE TIPO B” conforme a norma IEC 60601-1. Indica o grau de proteção contra os contatos diretos e indiretos.
	Parte esterilizável em autoclave.
	Marca de Conformidade com a diretiva 93/42/CEE “DISPOSITIVOS MÉDICOS” e sucessivas alterações e aditamentos.
	Símbolo para a eliminação do lixo conforme os termos das Diretivas 2002/95/EC, 2002/96/EC e 2003/108/EC.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>surgison 2 / 2D</b>
<b>Alimentação nominal</b>	32 VDC
<b>Potência absorvida máx</b>	30 W
<b>Frequência</b>	25.000 ÷ 32.000 Hz
<b>Funcionamento intermitente</b>	20 min de trabalho - 10 min de repouso
<b>Alimentação hídrica</b>	90 ÷ 140 kPa (0,9 ÷ 1,4 bar)
<b>Classificação</b>	Classe IIa (Diretiva 93/42 CEE e sucessivas alterações e aditamentos) Classe II tipo B (IEC 60601-1)
<b>Normas aplicáveis</b>	IEC 60601-1 – IEC 60601-2 - ISO 10993-1 - ISO 22374

Para que o dispositivo funcione corretamente, é preciso que o mesmo esteja ligado ao respectivo circuito eletrônico de alimentação e controle projetado pelo fabricante, através dos respectivos cabos de ligação.

O Fabricante se compromete em fornecer, sob pedido, esquemas dos circuitos, listas de componentes, instruções para a regulação ou qualquer outra informação que possa servir ao técnico do serviço de assistência autorizado.

O Fabricante reserva-se o direito de realizar alterações a qualquer momento sem prévio aviso.

### 5. LIGAÇÃO AO FIO DE ALIMENTAÇÃO

O ablator deve ser encaixado até o fim no próprio cabo de alimentação com uma simples pressão.

É necessário verificar se as superfícies de acoplamento estão bem limpas e secas.

Evite desligar o fio de ligação do ablator se este está funcionando.

### 6. MONTAGEM DAS PONTAS

Os ablatores devem ser utilizados exclusivamente com as pontas fornecidas, com peças de reposição originais ou com pontas aprovadas pelo fabricante.

Estas devem ser aparafusadas e apertadas exclusivamente com a respectiva chave dinamométrica.

Após ligar o manípulo ao fio, deixe-o funcionar por alguns segundos até obter uma nebulização constante do líquido refrigerante. A nebulização da água varia em função da potência e do tipo de ponta.

A ponta montada no manípulo ablator atinge a frequência correta dentro de alguns décimos de segundos a partir da ativação do dispositivo. Para permitir o ajuste adequado, durante esta fase não aplique a ponta sobre a superfície do dente.

## 7. PONTAS



SC2 - Diamantada chata (Cód. F680E0300)  
Preparação do local do implante, osteotomia em osso fino, acabamento da borda do osso e em proximidade de tecidos vasculares e nervosos.  
Também conservativa e próteses.

SC3 - Cureta (Cód. F680E0400)  
Osteoplástica, remoção de partícula óssea.

SC4 - Separador Cônico (Cód. F680E0600)  
Separação da membrana de Schneider da parede óssea do seio maxilar.

SC5 - Cureta (Cód. F680E0700)  
Osteotomia de precisão em estrutura finas e técnicas ridge expansion.

SC7 - (Cód. F680E0900)  
Bisturi de remodelação óssea superficial e remoção de partículas.

SC8 - Cureta (Cód. F680E2100)  
Osteotomia fina, perirradicular; extração de raízes e dentes.

SC9 - Cureta eletiva (Cód. F680E2200)  
Osteotomia maxilar e mandibular.  
Retirada de osso.

SC10 - Diamantada esférica (Cód. F680E2300)  
Osteotomia em parede fina ou em proximidade de tecidos vasculares ou nervosos.  
Preparação e acabamento da janela do seio.  
Também conservativa e próteses.

SC11 - Separador chato (Cód. F680E2400)  
Separação de tecidos moles e da membrana de Schneider no levantamento do seio maxilar.

SC12 - Separador chato angular (Cód. F680E2600)  
Separação de tecidos moles e da membrana de Schneider no levantamento do seio maxilar.

SC14 - Cureta eletiva (Cód. F680E2800)  
Osteotomia; retirada de osso.

## 8. PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS E FUNCIONAMENTO

A regulagem da potência, da modalidade de funcionamento, a ativação e a regulagem do líquido de arrefecimento, são obtidos através dos comandos da unidade dentária. Consulte o manual de instruções da unidade dentária para as programações dos parâmetros de funcionamento.

## 9. MANUTENÇÃO

Se o manípulo for alimentado com líquidos altamente incrustantes, aconselha-se enxaguar o circuito com água após o uso.

Para evitar o bloqueio, a ponta deve ser desmontada após cada tratamento operatório e antes de esterilizar em autoclave.

O fabricante exige o controle ou a revisão do dispositivo através do serviço de assistência autorizado anualmente.

## 10. LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

Antes de iniciar as operações de higiene, remova as pontas do manípulo e o manípulo do fio.

Para manter o nível de segurança higiênico, após cada uso e dentro de um curto período de tempo, limpe, desinfete e esterilize o ablator.

Limpe os condutos do líquido de arrefecimento injetando ar com uma seringa.

Para a limpeza ou a desinfecção externa utilize gaze ou algodão embebido em álcool etílico 70% v/v.

As pontas podem ser desinfetadas por imersão em álcool etílico 70% v/v.

Esterilize o manípulo, a chave, as pontas e os porta-pontas em autoclave a vapor max 135 °C 220 kPa (2,2 bar) 5 minutos (testado em 250 ciclos - EN ISO 22374).

- Não utilize limpadores ultrassônicos.
- Não mergulhe o dispositivo em líquidos desinfetantes ou esterilizantes.
- Não esterilize o dispositivo com esterilizadores de calor seco.
- Não deixe o dispositivo dentro da autoclave no final do ciclo.
- Controle periodicamente a autoclave de acordo com as especificações do fabricante.  
Temperatura de esterilização além do limite admitido, pode danificar o dispositivo.

## 11. REPARAÇÕES E REVISÕES

A instalação, as revisões, as regulagens e as reparações do dispositivo devem ser realizadas por técnicos autorizados pelo fabricante.

## 12. MODALIDADE DE USO

A instalação, as revisões, as regulagens e as reparações do dispositivo devem ser realizadas por técnicos autorizados pelo fabricante:

Tipo de instrumento	Funcionamento (minutos)	Pausa (minutos)
surgison 2 / 2D	20	10

## 13. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE USO

- Temperatura ambiente 10 a 40 °C
- Umidade relativa 30 a 75 %
- Pressão atmosférica 700 a 1060 hPa (700 a 1060 mBar)

## 14. CONDIÇÕES AMBIENTAIS ADMISSÍVEIS PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Temperatura ambiente entre -20 a +70 °C
- Umidade relativa 10 a 100 %
- Pressão atmosférica 500 a 1060 hPa (500 a 1060 mBar)

## 15. SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

ANOMALIAS	POSSÍVEIS CAUSAS	AÇÃO SUGERIDA
Potência insuficiente ou vibração ausente.	O fio do manipulô não foi introduzido corretamente.	Verifique a ligação.
	A regulagem da potência está no mínimo.	Verifique a configuração da potência na unidade dentária.
	A modalidade de funcionamento selecionada não é adequada.	Verifique a modalidade de funcionamento na unidade dentária.
	A ponta não foi apertada corretamente.	Aperte com a respectiva chave.
	A ponta está desgastada ou deformada.	Substitua a ponta.
	A ponta apresenta micro fraturas na zona roscada.	Substitua a ponta.
	O dispositivo está danificado.	Substitua o manipulô.
	O fio está danificado.	Solicite assistência técnica.
	A placa de controle está danificada.	Solicite assistência técnica.
Insuficiente distribuição de líquido.	Regulador de fluxo fechado.	Verifique a posição do regulador de fluxo na mesa ou na conexão do fio.
	Conduto de água obstruído.	Certifique-se que o furo de passagem não está obstruído. Se necessário, introduza ar com uma seringa.
	Fio obstruído.	Solicite assistência técnica.
	Circuito hídrico não funciona.	Solicite assistência técnica.

## 16. ELIMINAÇÃO

A eliminação do dispositivo deverá ser realizada de acordo com as normativas em vigor para os equipamentos elétricos e eletrônicos, conforme estabelecido pelas legislações nacionais.

Os materiais utilizados na fabricação deste dispositivo não apresentam nenhum risco, de contato e exposição, para seres humanos ou animais.

## 17. CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante concede ao utilizador uma garantia de 12 meses, a partir da data de instalação e, todavia, não superior a 18 meses da data de faturação, para a cobertura de todos os defeitos de funcionamento, defeitos de material ou de fabricação.

Em caso de reclamações justificadas, o fabricante ou o Serviço de Reparações Autorizado, providenciam a reparação ou a substituição gratuita do produto.

Para poder usufruir da reparação ou da substituição gratuita, é indispensável enviar, junto com o dispositivo, o documento que comprova a compra do mesmo pelo utilizador, no qual sejam claramente legíveis a referência do produto, o número de matrícula e a data de compra.

A garantia extingue-se quando os danos e as suas consequências são imputáveis a realização de operações inadequadas ou alterações do produto feitas por terceiros não autorizados pelo fabricante, ou se forem utilizados materiais e componentes não originais.

Exclui-se o reconhecimento de quaisquer reclamações, qualquer que seja a natureza, em especial os pedidos de ressarcimento de perdas e danos.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos, lesões e respectivas consequências derivadas:

- De um desgaste excessivo.
- Da montagem do manípulo em um dispositivo não em conformidade com as normativas CE.
- Da adulteração indevida e por operações de manutenções efetuadas por operadores não autorizados.
- Do uso de acessórios e peças de reposição não originais.
- Da inobservância das instruções para o uso, montagem e manutenção, e também por uso indevido do produto.
- Da influência química, elétrica ou eletrônica anormais.
- De ligações erradas (ar, água, eletricidade).

A garantia não cobre os condutores como as “ fibras óticas” , os cabos flexíveis e também todos os elementos feitos de material sintético.

## 18. FABRICANTE

Manufactured by

Sede Legal e Amministrativa / Head Quarter

CEFLA sc - Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) Italy

Tel. +39/0542 653111 Fax +39 0542 653344

Stabilimento / Plant

CEFLA DENTAL GROUP - Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola (BO) Italy

Tel. +39 0542 653441 Fax. +39 0542 653555